

Blutdruckmessung



Spot LXi mit Blutdruckmess-Technologie SureBP, Nellcor SpO2, SureTemp Thermometer

ArtNr: 79020107
Hersteller: [Welch Allyn GmbH](http://www.welchallyn.com)
Hersteller Nr: 45NT0-G2

2.500,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Blutdruckmessgerät für Schnellmessungen

- Spot LXi mit SureBP-Technologie
- SureBP misst den Blutdruck in etwa 15 Sekunden während die Manschette aufgepumpt wird. So sparen Sie Zeit und bieten Ihren Patienten größeren Komfort. Gleichzeitig werden Pulsfrequenz und arterieller Mitteldruck bestimmt.
- mit SureTemp® -Thermometer
- mit Nellcor® Pulsoximetrie
- Manuelle Eingabe von Gewicht, Größe, Atemfrequenz und Schmerzniveau; Berechnung des Body Mass Index
- Anbindung an die digitalen Waagen Health o meter® und Tanita®
- Speicher für 50 Messungen zur Überprüfung früherer Daten oder späteren Übertragung
- Der Spot LXi ist immer mit den entsprechenden Anschlüssen für elektronischen Datentransfer ausgestattet so dass Sie jederzeit alle Messergebnisse an die entsprechende Patientendatenakte weiterleiten können
- Fehlermeldungen beschreiben das Problem und schlagen Lösungen vor, Sie sehen nicht nur einen Fehlercode
- Das größere, hellere LCD-Display ist auch aus größerer Entfernung leicht ablesbar