

Penkanülen



NovoFine Pen-Nadeln 0,25 x 6 mm (100 Stück)

ArtNr:

D55165

PZN:

05918139

Hersteller:

[Novo Nordisk Pharma GmbH](http://www.novonordisk.com)

20,90 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- für den Gebrauch mit den Injektionshilfen von Novo Nordisk
- Nadellänge: 6 mm
- Nadelstärke: 0,25 mm (31 G)
- Stück per Packung: 100
- die Nadeln sind ultra-spitz geschliffen
- poliert und silikonbeschichtet
- mit moderner "thin wall" - Technologie