

Venenverweilkanülen



Surflo IV-Cath 18 G x 2, grün (50 Stück)

ArtNr:	16311820
PZN:	03958867
Umkarton:	4 Packungen
Hersteller:	Terumo Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	SR-OX1851CF
Unverb. Preisempf.:	82,50 €

90,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Venenverweilkatheter
- 1,30 x 51 mm
- 18 G x 2
- schonend zur Vene
- zuverlässig und kontrollierbar
- perfekte Inzision
- sanfter Vorstoss ins Gefäß
- röntgendicht
- ein hydrophober Entlüftungsfiter dichtet bei Blutrückfluss die Blutfangkammer leckfrei ab
- grün