


## Filter



### RoweFil 120 Infusionsflachfilter (50 Stück)

ArtNr: 17995224

**250,00 €**

zzgl. MwSt.

#### Beschreibung:

Infusionsflachfilter für die Langzeitinfusion bis zu 120 Stunden

- Mit Endotoxinretention mit Bakterienfilter 0,2µm positiv
- Geladener Nylonmembran mit 13,5cm<sup>2</sup> Filterfläche
- 0,02µm PTFE-Entlüftung
- Kleines Füllvolumen
- Transparentes Filtergehäuse
- Hoher Gehäuseberstdruck
- Anschlüsse LLw/ verschiedene Schlauchansätze
- Latex- und PVC-frei.