

Insulinpumpenkatheter



Accu-Chek FlexLink Kanülen 6 mm (10 Stück)

ArtNr: D72075
PZN: 09517118
Hersteller: [Roche Deutschland GmbH](http://Roche%20Deutschland%20GmbH)

84,90 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Kanülenlänge: 6 mm

- biegsame Teflonkanüle
- 90°-Einführungswinkel
- mit dem Adaptergriff senkrecht einführen
- direkt am Kanülengehäuse abkoppelbar
- selbsthaftende, hautfreundliche Auflage
- Stück per Packung: 10