

Redon



Redon Drains 50 cm Ch 6 (100 Stück)

ArtNr: 33031506
Umkarton: 3 Packungen

30,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Redon-Drain für den Routine-Einsatz

- Röntgenkontrastgebender PVC-Schlauch
- Implantatgetestet nach USP XXIII
- Wechselperforation zur Verhinderung des Durchwachsens von Gewebe
- Längenmarkierungen erleichtern das routinemäßige, tägliche Vorziehen des Drains
- Großlumige Öffnungen zur Sekretaufnahme
- Einzeln steril verpackt
- Länge: 500 mm
- Perforation: 150 mm