

Infusionsgeräte



Soluflo Infusionsgerät Schwerkraft (100 Stück)

ArtNr: 17134038

75,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Infusionsset für Schwerkraftinfusion

- Spike für Beutel und Flasche
- Luftfilter Flüssigkeitsfilter: 15µm Porengröße; 120mm² Filterfläche
- Lange Tropfkammer
- Schlauch: Außendurchmesser 4,10 mm; Innendurchmesser 3,00mm
- Durchflussregler
- Alle Produktvarianten sind Latex-frei
- Steril R (Gammabestrahlung) gemäß ISO 11137-1