

Venenverweilkanülen



Surflo IV-Cath 20 G x 1 1/4, rosa (50 Stück)

ArtNr:	16312012
PZN:	03958838
Umkarton:	4 Packungen
Hersteller:	Terumo Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	SR-OX2032CF
Unverb. Preisempf.:	82,50 €

90,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Venenkatheter
- schonend zur Vene
- zuverlässig und kontrollierbar
- perfekte Inzision
- sanfter Vorstoss ins Gefäß
- röntgendicht
- ein hydrophober Entlüftungsfiter dichtet bei Blutrückfluss die Blutfangkammer leckfrei ab
- 1,10 x 32 mm
- rosa