

Entsorgungsboxen



Kanülenabwurfbehälter Multi-Safe eco 50 (40 x 30 x 50,5 cm)

ArtNr: 15999938
Umkarton: 150 Packungen

8,20 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- rechteckige Gefäßform
- geeignet für onkologische Abfälle, Zytostatika
- zugelassen nach den UN-Anforderungen, für die Entsorgung klinischer Abfälle
- sicher, flüssigkeitsdicht
- Tagesdeckel
- Deckel im Deckel
- der kleine Deckel kann immer wieder auf- und zuge dreht werden
- Endverschluss kann ohne Gewalteinwirkung nicht mehr geöffnet werden
- umlaufender Verschlussrand mit 14 Einrastnocken
- durch die große Stellfläche werden keine Halterungen benötigt
- kann im leeren und gefüllten Zustand gestapelt werden
- stabiler Tragegriff im Deckel zum Abtransport
- 50 Liter