

Zubehör Diagnostik



BlueSensor Q-00-A-Spezial-Elektroden 40 mm Durchmesser (25 Stück)

ArtNr: 71602249
Umkarton: 80 Packungen

9,25 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Sehr hohe Initialklebekraft für Routine und Notaufnahme. Die BlueSensor Q verfügt über eine spezielle Gel-Sensorkombination mit sehr hoher Leitfähigkeit und eine große Messfläche. Dank des speziellen Polymerträgers ist die Q-Elektrode flüssigkeitsabweisend.

- Elektrodengröße (L x B max. in mm): 53,2 x 40
- Hautkontaktfläche (Durchmesser in mm): 40 mm
- Sensormaterial: Silber/Silberchlorid
- Gel-Typ: Nassgel
- Anschluß: 4 mm Bananenstecker
- Anwendungsempfehlung: Belastungs-EKG, Ruhe-EKG, Anästhesie, Notaufnahme, Monitoring