


Sicherheitskanüle



BD Eclipse Sicherheitskanülen 0,30 x 13 mm, gelb, 30G x 1/2" (100 Stück)

ArtNr:	15784013
PZN:	05012172
Umkarton:	12 Packungen
Hersteller:	BD Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	305771

15,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Sicherheitskanüle
- gelb
- 0,30 x 13 mm
- 30G x 1/2"
- Ein voll integrierter, ergonomisch gestalteter Kanülenschutzschild wird nach erfolgter Punktion mit einer Hand aktiviert und rastet mit einem Klick irreversibel über der Kanüle ein.