

Urinbeutel



Geschlossenes Urindrainagesystem DCT

ArtNr: 20900045
PZN: 02918788
Umkarton: 20 Packungen

3,80 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Geschlossenes Urin-Drainagesystem für die Anwendung im Krankenhaus

- Volumen = 2,0 Liter
- Ein bis zu 14 Tagen einsetzbares 2000 ml fassungsfähiges, steriles Drainagesystem
- Mit belüfteter großer Tropfkammer inkl. Rücklaufsperre
- Einzeln steril verpackt
- Belüfteter Auffangbeutel
- Belüftete Tropfkammer mit Rückflusssperre
- Universeller Katheteransatz
- Zentrischer T-Tab Abflusshahn (einhändig und kontaminationsfrei bedienbar)
- Mit praktischer Rückstecklasche
- Großlumiger, knickstabiler 120 cm langer Schlauch
- Universalbetthalterung für nahezu jeden Bettholm
- Ablassvorrichtung am tiefsten Punkt einhändig bedienbar
- Mit Fixierklemme für's Bettlaken
- Mit Schlauchklemme
- Verschiebbar Integrierte Punktionskammer für unverfälschte Urinentnahme
- Einzeln steril verpackt