

Pens



Novo Pen echo plus türkis (1 Stück)

ArtNr: D55151T
PZN: 14412373
Hersteller: [Novo Nordisk Pharma GmbH](http://www.novonordisk.com)

92,30 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Wiederverwendbarer Insulinpen mit einer Dosis-Memoryfunktion (letzte 3 Monate/800 Injektionen)
- Dosierung in 0,5er Schritten von 1-30 Einheiten
- Verwendbar für Insuline von Novo Nordisk (3 ml Penfill)
- Daten können kabellos über NFC-Technology auf Smartphones, Tablets und Computer übertragen werden.
- Farben: rot, türkis