

## Sonstige Verbandstoffe



### **Omnistrip Wundstreifen 12x101 mm versieg. zu 6 St. (300 Stück)**

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| ArtNr:              | 58003768                         |
| PZN:                | 00761673                         |
| Hersteller:         | <a href="#">Paul Hartmann AG</a> |
| Hersteller Nr:      | 540 685                          |
| Unverb. Preisempf.: | 191,35 €                         |

**191,35 €**

zzgl. MwSt.

#### **Beschreibung:**

Omnistrip ist ein hypoallergener Wundnahtstreifen aus hautfarbenem Vliesstoff zum atraumatischen Verschluss kleiner Wunden und chirurgischer Inzisionen. Durch die Beschichtung mit einem Polyacrylat-Kleber ist Omnistrip besonders gut hautverträglich und deshalb auch für Patienten mit hypersensibler Haut geeignet. Die hohe Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit des Trärgewebes aus Vliesstoff unterstützt die ausgezeichneten hautverträglichen Eigenschaften. Omnistrip verfügt über eine hohe Klebekraft für eine zuverlässige und sichere Fixierung der Wundränder, lässt sich dabei aber schmerzlos und ohne Rückstände entfernen. Die abgerundeten Ecken verhindern ein Aufrollen des Trägervlieses, wodurch eine längere Verweildauer gewährleistet ist. Omnistrip absorbiert keine Röntgenstrahlen und braucht deshalb für Röntgenuntersuchungen nicht entfernt zu werden.