

## Spinalkanülen



### **BD Spinalkanülen Quincke-Schliff 1,10 x 90 mm, beige, 19G x 3 1/2 (25 Stück)**

|                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| ArtNr:         | 16111935                                            |
| PZN:           | 07545955                                            |
| Umkarton:      | 8 Packungen                                         |
| Hersteller:    | <a href="http://www.bd.com">BD Deutschland GmbH</a> |
| Hersteller Nr: | 405250                                              |

**33,25 €**

zzgl. MwSt.

### **Beschreibung:**

- Einkerbung am Kanülenansatz
- 1,10 x 90 mm
- 19G x 3 1/2
- passgenaue Positionierung des Mandrins
- Winkelabweichung minimiert das Risiko von Gewebeausstanzungen
- durchsichtiger Kanülenanschluss zur Erkennung des Liquorrückflusses
- Quincke-Schliff
- beige