

Zubehör Infusion



Keimstopp Transfer-Filter-Set, steril (10 Stück)

ArtNr: 17136155
Umkarton: 10 Packungen

23,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Zur Einleitung des Ozons in die Vakuumflasche über Bakterienfilter und zur keimfreien Belüftung der Re-Infusion.
- Bestehend aus:
- Einstechkanüle
- 30 cm Schlauchleitung
- große Rollklemme zum genauen Dosieren
- mit Bakterien-Luftfilter zur sterilen Belüftung
- Luer Lock-Anschluss
- einzeln steril verpackt