

Blutzuckermessgeräte



Blutzuckermessgerät One Touch Ultra Plus Reflect, mg/dl (1 Set)

ArtNr: D35029
PZN: 14385185
Hersteller: [Lifescan Deutschland GmbH](#)
Unverb. Preisempf.: 21,76 €

22,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- bietet personalisierte Empfehlungen
- Meßzeit: 5 Sekunden
- Blutmenge: 0,4 µl
- Speicher für 750 Messergebnisse mit Datum und Uhrzeit
- Maße: 43 x 101 x 15,6 mm
- Codierfrei
- Mmol/l: bei Bestellung
- Der Blutzucker-Mentor bietet Ihnen personalisierte EMPFEHLUNGEN, schafft VERSTÄNDNIS und stärkt die MOTIVATION, um Sie dabei zu unterstützen, Über- und Unterzuckerungen zu vermeiden.
- Empfehlungen - geben Ihnen Tipps, wie Sie Ihre Werte verbessern sowie Über- und Unterzuckerungen vermeiden können.
- Verständnis - hilft Trends bei Ihren Blutzuckerwerten zu erkennen, sodass Sie reagieren und die Einstellung Ihres Blutzuckerspiegels verbessern können.
- Motivation - hilft Ihnen, am Ball zu bleiben und Ihre diabetesbezogenen Ziele leichter zu erreichen.
- Wenn Sie Ihr Gerät mit der OneTouch Reveal® Mobile-App verbinden, kann Sie der Blutzucker-Mentor noch mehr unterstützen.
- Die 3-farbige Bereichsanzeige zeigt Ihnen deutlich an, ob Ihr Messwert inner- oder außerhalb der Bereichsgrenze liegt.
- Ergebnisse auf diesem Messsystem werden entweder über Bluetooth (drahtlos) oder eine USB Kabelverbindung (Micro-USB 2.0) an kompatible Geräte gesendet.

- Inhalt: Blutzuckermessgerät (inkl. Batterien 2 x CR2032), One Touch Delica Lanzettengerät, 10 One Touch Delica Lanzetten, 10 One Touch Ultra Plus Teststreifen, Etui, Gebrauchsanweisung
- Maximale Abgabemenge pro Person: 2 Stück (s. AGB)