

Venenverweilkanülen



Vasofix Safety 14 G orange (50 Stück)

ArtNr: 16318025

PZN: 00199415

75,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Sicherheitsvenenverweilkanüle

- 14 G
- 2,10 x 45 mm
- Orange
- Der Safety-Clip sichert die Nadelspitze sofort nach dem Herausziehen und sichert das Arbeiten nach den neuesten Richtlinien der BG.
- Der Sicherheitsmechanismus aktiviert sich automatisch und kann nicht umgangen werden.
- Die Vasofix Safety ist extrem dünnwandig, dadurch hohe Durchflussrate.
- Sicheres Einstechen durch speziellen Schliff und glatte Oberflächen
- Vier Röntgenkontraststreifen
- Abnehmbarer Lock- Verschlusskonus
- Lock-Ansatz
- Farbliche Größenkennzeichnung
- Latexfrei