

Insulinpumpenkatheter



Accu-Chek Insight Tender 17 mm (10 Kanülen)

ArtNr: D78170
PZN: 08459985
Hersteller: [Roche Deutschland GmbH](http://www.RocheDeutschlandGmbH.de)
Unverb. Preisempf.: 61,51 €

61,51 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Kanülenlänge: 13 mm
- Schräge Teflon-Kanüle mit variierbarem Einführwinkel
- Einführwinkel von 20 - 45 Grad für mehr Flexibilität
- Große Griffe für präzise Handhabung
- Nadelabdeckung für sicheres Setzen und Entsorgen
- Kanülendurchmesser: 0,5 mm
- Fixierung: selbsthaftendes Pflaster
- Kupplung: abkoppelbar am Kanülengehäuse, also direkt an der Einführungsstelle