

Penkanülen



Diamet mySafety Sicherheits-Penkanüle 31G, 8 x 0,25 mm (100 Stück)

ArtNr: D55521
PZN: 11032428
Umkarton: 20 Packungen
Unverb. Preisempf.: 19,90 €

22,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- passend für alle gängigen Injektionspens
- Nadellänge: 8 mm
- Nadelstärke: 0,25 mm (31G)
- automatische Kanülensperre nach der Benutzung, erkennbar durch eine rote Markierung
- die Sicherheitskanüle wird durch einen schützenden Gleitschild abgeschirmt, um Stichverletzungen vorzubeugen
- durch ein Sichtfenster kann der Insulinfluss überprüft werden
- flügelartiges Spezialdesign sorgt für festen und sicheren Griff