

Wundversorgung

Fixomull 15 cm x 10 m



ArtNr: 55002298
Hersteller: [BSN Medical](http://www.bsn-medical.com)
Hersteller Nr: 2111

35,37 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- mit Fixomull können großflächige Verbände einfach und schnell fixiert werden
- für Druck- und Entlastungsverbände
- durch den bedarfsgerechten Zuschnitt ist die Methode material- und kostensparend
- hautfreundlicher Polyacrylatkleber
- luft- und wasserdampfdurchlässig sowie strahlenindifferent
- beugt Kontamination vor
- ist einfach in der Handhabung
- wird auch von hautempfindlichen Patienten ausgezeichnet vertragen
- in Längs- und Querrichtung unnachgiebig zugfest
- verfügt über eine gute Sofort- und Dauerklebkraft
- besteht aus einem Viskosemullträger