

Diabetikertaschen



Frio-Kühltasche Viva (1 Stück)

ArtNr: D67415

Unverb. Preisempf.: 26,89 €

26,89 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Kühlung ohne Strom, Batterien oder Kühlelemente

- erfordert nur Wasser zur Aktivierung
- wiederverwendbar
- Maße: 19 x 15 cm
- für 4 Pens oder 2 Pens und Ersatzpatronen / Ampullen
- mit Reißverschluss

Anwendung: Die Innentasche wird in kaltes Wasser getaucht, woraufhin die enthaltenen Kristalle ein Gel bilden. Nun stecken Sie das gekühlte Insulin hinein und durch ein Verdunstungssystem bleibt es auch weiterhin gekühlt. Die beigegefügte Außentasche schützt die umliegenden Gegenstände in Ihrer Handtasche oder Ihrem Koffer.

- selbst bei einer Außentemperatur von 38°C wird Ihr Insulin für 45 Stunden kühl gehalten.
- auch für Medikamente geeignet, die die Raumtemperaturen nicht überschreiten dürfen
- für digitalen/metall-Pen wird zusätzlich noch eine Nylon Innentasche benötigt, diese schützt gegen Feuchtigkeit
- ohne Inhalt