

Zubehör Infusion



Steckstopfen gelb, Luer, männlich/weiblich (200 Stück)

ArtNr:	34200003
PZN:	03466207
Umkarton:	10 Packungen
Hersteller:	Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	8502822

15,20 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Verschluss-Stopfen ohne Zuspritzmöglichkeit

- Druckbeständigkeit bis 0,5 bar
- Luer-Slip männlich/weiblich