

Venenverweilkanülen



Vasofix Safety FEP18 G grün (50 Stück)

ArtNr: 16318028

PZN: 00198605

75,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Sicherheitsvenenverweilkanüle

- 18 G
- 1,30 x 45 mm
- Grün
- Der Safety-Clip sichert die Nadelspitze sofort nach dem Herausziehen und sichert das Arbeiten nach den neuesten Richtlinien der BG.
- Der Sicherheitsmechanismus aktiviert sich automatisch und kann nicht umgangen werden.
- Die Vasofix Safety ist extrem dünnwandig, dadurch hohe Durchflussrate.
- Sicheres Einstechen durch speziellen Schliff und glatte Oberflächen
- Vier Röntgenkontraststreifen
- Abnehmbarer Lock- Verschlusskonus
- Lock-Ansatz
- Farbliche Größenkennzeichnung
- Latexfrei