

Zubehör Infusion



Bakterienfilter mit Luer-Lock, steril (50 Stück)

ArtNr: 46500015

41,65 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Zum Schutz des Patienten sowie zur Befeuchtung und Erwärmung der Atemgase in der In- und Expirationsphase

- Positionierung zwischen Trachealkanüle und Y-Stück eines Beatmungssystems sowie in oder expiratorisch vor
- Einer Beatmungsmaschine
- Zur Minimierung des Risikos von Kreuzinfektionen
- Für Erwachsene
- Mit CO₂-Anschluß
- Widerstand 0,9 cm H₂O bei 50 l/min
- Tidalvolumen (VT), empfohlener Bereich: (bei patientennahmen Einsatz) - 300 - 1500 ml
- Kompressibles Volumen: 45 ml
- Retentionswirkung Bakterien/Viren: 99,999%
- Gewicht: ca. 29 g
- Einzeln steril verpackt