

Venenverweilkanülen

Surflo IV-Cath 18 G x 1 1/4, grün (50 Stück)



ArtNr: 16311812
PZN: 03958910
Umkarton: 4 Packungen
Hersteller: [Terumo Deutschland GmbH](#)
Hersteller Nr: SR-OX1832CF
Unverb. Preisempf.: 70,00 €

90,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Venenverweilkatheter
- 1,30 x 32 mm
- 18 G x 1 1/4
- schonend zur Vene
- zuverlässig und kontrollierbar
- perfekte Inzision
- sanfter Vorstoss ins Gefäß
- röntgendicht
- ein hydrophober Entlüftungsfiter dichtet bei Blutrückfluss die Blutfangkammer leckfrei ab
- grün