

Tests



Multistix 10 SG, deutsche Ware, (100 Stück)

ArtNr:

84390075

37,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Teststreifen zur Harnanalyse

- zur Analyse von:
- 1 = Glucose
- 2 = Eiweiß
- 3 = PH-Wert
- 4 = Urobilinogen
- 5 = Blut
- 6 = Nitrit
- 7 = Keton
- 8 = Bilirubin
- 9 = Dichte
- 10 = Leucocyten