


Spinalkanülen



BD Spinalkanülen Quincke-Schliff 0,70 x 90 mm, schwarz, 22G x 3 1/2" (25 Stück)

ArtNr:	16112235
PZN:	07545866
Umkarton:	8 Packungen
Hersteller:	BD Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	405181

32,50 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Einkerbung am Kanülenansatz
- 0,70 x 90 mm
- 22G x 3 1/2"
- passgenaue Positionierung des Mandrins
- Winkelabweichung minimiert das Risiko von Gewebeausstanzungen
- durchsichtiger Kanülenanschluss zur Erkennung des Liquorrückflusses
- Quincke-Schliff
- schwarz