

Katheter-Sets



Katheter-Set Dauerkatheter

ArtNr: 22399005.
PZN: 01753061
Umkarton: 50 Packungen
Unverb. Preisempf.: 5,76 €

5,70 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- 1 Schale mit integrierter Tupferschale
- 4 Mulltupfer Pflaume
- 2 Mullkompressen 7,5 x 7,5 cm, 8-fach
- 1 Pinzette
- 2 Nitril-Handschuhe, blau, L
- 1 Lochschlitztuch 60 x 60 cm
- 1 Gleitgel 5 ml
- 1 Blockwasserspritze: 10 % Glycerin in Aqua dest, 10 ml
- 1 Leerspritze 10 ml
- 1 Einschlagtuch 60 x 60 cm

Beipack:

- 1 Octenisept, 15 ml

Ihre Vorteile:

- Integrierte Tupferschale: erhöhte Standsicherheit, hoher Rand, optimale Ergonomie: halbrunder Bogen für besseres Einstellen beim Patienten, großes Aufnahmevolumen.
- Die Blockwasserspritze ist im Set, was der Anwendung sehr entgegen kommt, weil sie dann gleich im sterilen Umfeld zur Verfügung steht.
- Die Gleitgeltube hat eine breite Spitze. Somit ist der Katheter leichter zu benetzen. Geöffnet wird die Tube wie eine Zahnpastatube (Dorn im Deckel).
- Alle Tücher haben ein quadratisches, gut zu handhabendes Maß.
- Latexfreie Nitrilhandschuhe.

- Die Leerspritze ist im Beipack, kann somit steril aufbewahrt werden, bis der Ballon-Katheter wieder entblockt werden muss.