

Sonderkanülen



Medioplast Spezialkanülen 22 G, 0,70 x 150 mm (20 Stück)

ArtNr: 19610200

24,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Subkutankanülen mit Spezialschliff

- vielseitig anwendbar, z. B. Fruchtwasseruntersuchungen
- Einmalartikel, steril und einzeln verpackt
- Metallkanüle mit Luer-Lock-Konnektor
- Schutzkappen aus Polypropylen
- Material: PP/PE/Medical Grade Edelstahl