

Sonstige Diagnostik



Heine BETA 200 LED Ophthalmoskop ohne Griff

ArtNr: 79020093

292,90 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- staubdichtes Design schützt die Präzisionsoptik und ermöglicht einen wartungsfreien Gebrauch
- die optischen Komponenten sind flächenbündig in einen Rahmen aus Aluminiumguss integriert, wodurch eine Dezentrierung verhindert und das Instrument resistent gegenüber Stößen wird
- das Gerät hat eine LED mit praktisch unbegrenzter Lebensdauer (bis zu 100.000 Stunden), kein Lampenwechsel nötig
- Refraktionsausgleich: 27 Linsen im Bereich von -35D bis +40D
- einzigartige stufenlose Helligkeitsregelung zwischen 100 % und 3 % (Patent angemeldet) mit Einfinger-Bedienung
- kein Streulicht dank des versenkten, mehrfach vergüteten Sichtfensters für eine sichere Diagnose
- präzise Bedienung des Instruments mit einer Hand
- sowohl für weite als auch für nicht geweitete Pupillen einsetzbar
- ergonomische Form passt sich bequem an die Orbita an und schirmt das Umgebungslicht ab
- ohne Makulablende (MicroSpot)
- ohne Griff
- bedienbar mit allen aktuellen BETA Ladegriffen