

Beatmung



Endo-Breezer Tubus Magill Ch 36 (10 Stück)

ArtNr: 40004690

16,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Aus medizinischem PVC

- Mit Universaldruck-Manschette
- InnenØ: 9,0 mm
- Mit Ballon und Murphy-Auge
- Kontrollcuff
- Aufgesetzter Normkonnektor
- Nasal und oral verwendbar
- Mit durchgehendem Kontrast-Röntgenstreifen
- Für kurze und mittelfristige Beatmungsdauer
- Schonende Magill-Spitze
- Besonders dünnwandige und flexible Tubus-Manschetten
- Prüfballon mit Chargenaufdruck
- Einzeln steril verpackt
- Mit Kontraststreifen über die ganze Tubuslänge
- Mit bereits aufgesetztem Normkonnektor