

Insulinpumpenkatheter



Accu-Chek FlexLink 6/80 (10 Kanülen und 10 Schläuche)

ArtNr: D71096
PZN: 09517101
Hersteller: [Roche Deutschland GmbH](http://www.roche.de)

124,60 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Kanülenlänge: 6 mm

- Schlauchlänge: 80 cm
- biegsame Teflonkanüle
- 90°-Einführungswinkel
- mit dem Adaptergriff senkrecht einführen
- direkt am Kanülengehäuse abkoppelbar
- selbsthaftende, hautfreundliche Auflage
- Stück per Packung: 10