

Schlauchware



Stericlin-Klarsichtschlauch 2466, 7,5 cm/200 m

ArtNr: 42342466
Umkarton: 4 Packungen

22,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- 3 Indikatoren ohne Falte
- Klarsichtschläuche sind das universelle Verpackungssystem für die Sterilisation.
- Nahezu alle leichten und mittelschweren Instrumente und Sets können hiermit verpackt werden.
- Das sterilisationsfeste 70 g/m² starke Kraftpapier ist eine wirksame Barriere gegen Keime, aber durchlässig für Luft, Dampf und Sterilisiergase.
- Die drei Indikatoren für STEAM-, EO- und FORM-Sterilisation sind außerhalb des Füllbereichs aufgedruckt.