

Blutzuckermessgeräte



Blutzuckermessgerät Accu-Chek Instant mg/dl (1 Set)

ArtNr: D35195
PZN: 16802428
Hersteller: [Roche Deutschland GmbH](#)
Unverb. Preisempf.: 21,76 €

8,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Einfach messen
- Meßzeit: 4 Sekunden
- Blutmenge: 0,6 µl
- Speicherung von 720 Blutzuckermesswerten und 30 Messwerte von Funktionskontrollen mit Datum und Uhrzeit
- Maße: 77,1 x 48,6 x 15,3 mm
- Codierfrei
- Mmol/l: bei Bestellung
- Mittelwerte: 7, 14, 30 und 90 Tage
- EINFACH ABLESEN vom großen beleuchteten Display
- EINFACH VERSTEHEN dank der intuitiven Farbskala, mit voreingestellten Zielbereichen für Blutzuckerwerte bei 70 - 160 mg/dL (3,9 - 8,9 mmol/L)
- EINFACH AUFTRAGEN durch die besonders breite Blutauftragsfläche
- EINFACH HYGIENISCH Teststreifen entsorgen durch den Auswurfknopf
- Warnungen: Hypo-Anzeige: LO (10 mg/dl bzw. 0,6 mmol/l), Hyperglykämie-Anzeige: HI (> 600 mg/dl bzw. 33,3 mmol/l)
- Datenauswertung: Accu-Chek Smart Pix Software und mySugr
- Schutzfolie ermöglicht das Anfassen des Teststreifens
- Inhalt: Blutzuckermessgerät, Softclix Stechhilfe, 10 Softclix Lanzetten, 10 Teststreifen, zwei 3-Volt-Lithium-Batterien (CR 2032), Etui, Gebrauchsanweisung
- Maximale Abgabemenge pro Person: 2 Stück (s. AGB)