

Knopfkanülen



Einmal-Knopfkanülen 100 mm zur topischen Wundspülung, steril

ArtNr: 52207241
PZN: 16956918
Umkarton: 150 Packungen

1,15 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Einmal-Knopfkanülen aus medizinischem Hochleistungskunststoff BORMED® zur Wundspülung, zur Behandlung chronischer Wunden und um Medikamente in bestehende Öffnungen zu spritzen
- die Knopfkanülen sind für den Gebrauch mit handelsüblichen Einwegspritzen mit konischem Luer-Ansatz vorgesehen
- Arbeitslänge: 80 mm
- Innendurchmesser: 1,0 mm