

Lagerungshilfen



Servofill-Med Universalkissen 38 x 38 cm, ohne Bezug PU-Beschichtet

ArtNr: 84081485

21,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Einsatzbereiche:

- für bettlägerige, immobile Patienten
- Weichlagerung und Stützlagerung
- für die AVT-Lagerung, z.B. zur Freilagerung bestimmter Rückenpartien nach operativen Eingriffen

Füllung:

- EPS-Polsterperlen (expandiertes Polystyrol)
- PUR-Luftzellenstäbchen

Merkmale:

- kein Ausgasen des Füllmaterials
- behält konstantes Volumen
- gute Anpassungsfähigkeit
- gutes Stütz- und Modellerverhalten
- geringes Gewicht und lange Haltbarkeit
- hygienisch und antiallergisch
- waschbar bis 95 Grad C
- preiswert
- Bezüge lieferbar: siehe Zubehör (im Shop oben rechts)