

Katheter



Nelatonkatheter Ch 12 (100 Stück)

ArtNr: 30000312
PZN: 02099267
Umkarton: 10 Packungen

25,05 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Blasenkatheter
- Ch 12
- effektive Länge: 36 cm
- geschlossene abgerundete Spitze mit 2 seitlichen Augen
- für transurethrale und suprapubische Anwendungen
- mattierte Oberfläche für leichtes Einführen
- angemessener Grad an Härte
- Knickbeständigkeit
- steril
- weiss