


Zubehör OP-Bedarf



Primedloop maxi gelb 2,5 x 1,2 mm, Gefäßschlingen, steril (2 x 10 Stück)

ArtNr: 37002814

16,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Loops-Gefäß-Schlingen dienen dem Abbinden und Identifizieren von Gefäßen.
- Sie sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt und nicht zum Implantieren geeignet.
- Die Loops-Gefäß-Schlingen werden paarweise, steril verpackt auf einen Träger gereicht.
- Sie haben einen ovalen Bandquerschnitt, wodurch der Anschlingungsdruck auf eine größere Fläche verteilt wird.