

Desinfektion - Instrumente



Perfektan TB 2 I Konzentrat Instrumentendesinfektion

ArtNr: 47001268
Umkarton: 3 Packungen
Hersteller: [Desomed GmbH](http://www.desomed.de)

35,35 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Instrumentendesinfektion und Reinigung von thermostabilen Instrumenten
- Konzentrat
- aldehydfrei
- bakterizid (incl. Tbc, Mycobacterium terrae, MRSA)
- fungizid
- virusinaktivierend (HBV/HIV, HCV, Papova-, Adeno-, Polio-Viren (bei 50°C))
- sporizid
- im Ultraschallbad einsetzbar
- geruchsneutral
- mit Korrosionsschutz
- geringes Allergierisiko
- hohes Maß an Wirksamkeit bei gleichzeitiger Sicherheit für den Anwender
- frei von sensibilisierenden Wirkstoffen
- Instrumentendesinfektion: ab 15 Minuten - 3,0 %
- Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Piktogramme und H-Sätze beachten.