

## Schlauchverband



### Stülpa 3 R

ArtNr: 54100503  
PZN: 00983037  
Unverb. Preisempf.: 14,82 €

**14,82 €**

zzgl. MwSt.

### Beschreibung:

- Hand-, Fuß- und Beinverbände, Kinderkopf- und Achselhöhlenverbände
- nahtlos gestrickter Schlauchverband mit hoher Längs- und Querelastizität
- ideal für Unter- und Überzüge bei Zinkleim- und Gipsverbänden
- für Fixierverbände aller Art
- Hautschutz unter Kompressionsverbänden
- passen sich allen Körperteilen faltenlos an, ohne zu verrutschen und einzuschnüren
- Gelenkbewegungen werden nicht behindert