

Desinfektion - Instrumente



Gigasept Instru AF 2 I Instrumenten-Desinfektion

ArtNr: 47001065

PZN: 04355438

120,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Instrumentendesinfektion und Reinigung von thermostabilen Instrumenten
- 2 l
- Konzentrat
- aldehydfrei
- gegen Bakterien (inkl. M. terrae) und Pilze
- begrenzt viruzid: HBV, HIV, HCV, Adeno- und Papova SV 40-Viren
- im Ultraschallbad einsetzbar
- Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Piktogramme und H-Sätze beachten.