

## Netzhörschen



### Netzhörschen mittel 80-120 cm (50 Stück)

ArtNr: 54091811  
PZN: 02336626  
Umkarton: 6 Packungen  
Unverb. Preisempf.: 16,40 €

**8,00 €**

zzgl. MwSt.

### Beschreibung:

Einweg-Netzhörschen für den OP-Bereich sowie zur Fixierung diverser Vorlagen.

Der Fixierslip aus hautfreundlichem, texturiertem Polyesterfilamentgarn und Elastanfäden in unterschiedlichen Feinheiten hergestellt. Durch den Materialeinsatz und den Bindungsaufbau erhält das Produkt eine hohe Elastizität, die eine gute Körperpassform und dadurch eine gute Vorlagenfixierung bewirkt. Die offene Struktur des Netzhörschens sorgt für ein gutes Microklima auf der Haut.

- 85 % Polyester
- 15 % Elasthan
- latexfrei