

## Medikamenteneinnahme



### Spülkorb K32, grau für Medizineinnehmebecher + Schnabelbecheraufsätze

ArtNr: 62380006

**17,50 €**

zzgl. MwSt.

#### Beschreibung:

Im optimierten Spülkorb von ORNAMIN ProVita können Trinkaufsätze und Einnahmebecher besonders sicher, einfach und hygienisch gereinigt werden.

- Je nach Zusammenstellung finden z. B. 5 Trinkaufsätze und 16 Einnahmebecher (sowohl von OKMedic als auch handelsübliche) oder 24 Einnahmebecher mit vier zugehörigen Deckeln und zwei Trinkaufsätzen Platz.
- Sollen nur Einnahmebecher gereinigt werden, passen 36 Stück in den Spülkorb.
- Er besteht aus zwei identischen Hälften, die mit einem Schnappverschluss verschlossen werden.
- So kann auch dann nichts umfallen, wenn der Spülkorb nicht komplett gefüllt ist.
- Die beiden Hälften sind über ein Scharnier verbunden, so kann der Spülkorb leichter über den Schnappverschluss geöffnet oder geschlossen werden.
- Der Spülkorb aus stabilem und langlebigem Kunststoff ist etwa drei- bis viermal so günstig wie ein Edelstahlkorb und wesentlich leichter.
- Er ist platzsparend stapelbar und kann sowohl senkrecht als auch waagrecht aufbewahrt werden.
- Zudem ist er so dimensioniert, dass genau vier Spülkörbe von ORNAMIN ProVita in die genormten Körbe von Industriespülmaschinen passen.
- Der Spülkorb ist die optimale Ergänzung für alle Trinkaufsätze und Einnahmebecher.
- Er ist in den Farben Weiß, Blau, Gelb, Orange und Rot erhältlich. So können die Spülkörbe gut einzelnen Stationen zugeordnet werden.

#### Technische Daten:

- Höhe: 54 mm
- Breite: 227 mm

- Länge: 227 mm
- Gewicht: 80 g
- Material: PP