

Penkanülen



NovoFine Pen-Nadeln 0,30 x 8 mm (100 Stück)

ArtNr:

D55160

PZN:

01099236

Hersteller:

[Novo Nordisk Pharma GmbH](http://www.novonordisk.de)

20,90 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- für den Gebrauch mit den Injektionshilfen von Novo Nordisk
- Nadellänge: 8 mm
- Nadelstärke: 0,30 mm (30 G)
- Stück per Packung: 100
- die Nadeln sind ultra-spitz geschliffen
- poliert und silikonbeschichtet
- mit moderner "thin wall" - Technologie