

## Wundversorgung



### Primapore Wundschnellverband 8,30 x 6 cm, steril (50 Stück)

ArtNr: 58002511

PZN: 02783006

**59,30 €**

zzgl. MwSt.

### Beschreibung:

- Wundverband zur postoperativen Versorgung
- absorbierendes Wundkissen und ein weiches, anschmiegsames Fixiervlies
- einfache und effektive Versorgung von Wundnähten
- Wundauflage: 5 cm x 4,5 cm
- atmungsaktives Fixiervlies
- hypoallergener Kleber
- elastisch und anschmiegsam
- einzeln steril verpackt