

Leuchten



Exam Light IV Green Series Untersuchungsleuchte mit Tisch- /Wandbefestigung

ArtNr: 79020143
Hersteller: [Welch Allyn GmbH](#)
Hersteller Nr: 48812

748,98 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Kompakter, unauffälliger Kopf für äußerste Genauigkeit
- Weißeres, helleres Licht im Vergleich zu Halogen für die unverfälschte Wiedergabe der Gewebefarbe bei Untersuchungen
- Geringerer Energieverbrauch
- Kein Austausch von Lampen
- Anzahl LEDs: 1 weiße LED
- Farbtemperatur: 5.500 K
- Lichtintensität bei Arbeitsabstand: 20.000 Lux bei 40 cm
- Spot-Größe bei Arbeitsabstand: 10 - 25 cm bei 40 cm
- Reichweite Rollstativ: 126 cm
- Reichweite Wand: 126 cm
- Bedienfunktionen: Berührungslos Ein/Aus
- Montageoptionen: Rollstativ, Tisch/Wand, Schiene
- Verlängerungsart: Flexarm
- Betriebszeit: 50.000 Stunden
- Garantie: 5 Jahre, beschränkt
- ideal für den Einsatz in den folgenden Umgebungen: Erstversorgungseinrichtungen, Notaufnahmen, Ambulanz, Dermatologie, Gynäkologie, plastische Chirurgie, Notaufnahme, ambulante Behandlung, Entbindungseinrichtungen, Behandlungszentren