

Redon



Redon Minipack mit Nadel/Drain 20 ml Ch 6 (25 Stück)

ArtNr: 33030046
Umkarton: 6 Packungen

102,50 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- 20 ml
- Ch 6
- Abschneideverbinder
- beiliegend:
 - Nadel
 - Wund-Drainage, 500 mm lang, 70 mm kreuzperforiert
 - Röntgenkontraststreifen
 - drei Sicherheitsmarkierungen, fest montiert mit Mini-Einmalnadel, 60 mm lang
- doppelt steril verpackt