


Sicherheitskanüle



BD Eclipse Sicherheitskanülen 0,40 x 13 mm, grau, 27G x 1/2" (100 Stück)

ArtNr:	15784212
PZN:	05012031
Umkarton:	12 Packungen
Hersteller:	BD Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	305770

15,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Sicherheitskanüle
- grau
- 0,40 x 13 mm
- 27G x 1/2"
- Ein voll integrierter, ergonomisch gestalteter Kanülenschutzschild wird nach erfolgter Punktion mit einer Hand aktiviert und rastet mit einem Klick irreversibel über der Kanüle ein.