


Spinalkanülen



BD Spinalkanülen Quincke-Schliff steril 0,70 x 130 mm, schwarz, 22G x 5" (10 Stück)

ArtNr:	16112250
PZN:	07546067
Umkarton:	5 Packungen
Hersteller:	BD Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	405148

66,15 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Einkerbung am Kanülenansatz
- 0,70 x 130 mm
- 22G x 5"
- passgenaue Positionierung des Mandrins
- Winkelabweichung minimiert das Risiko von Gewebeausstanzungen
- durchsichtiger Kanülenanschluss zur Erkennung des Liquorrückflusses
- Quincke-Schliff
- schwarz